

FICHE DE MESURES

Triskelo - RÉHABILITATION



Société


• Applicateur :

Éléments fournis


- ☐ Fiche de mesures
- ☐ Scan (.stl, .obj, .cpv)

! Prendre les mesures du patient habillé

Mesures de modélisation CFAO



Mesures de découpe de la selle



Patient

- Identification :
- Sexe : Âge : Poids : Taille :
- Date des mesures :

Fabrication

- ☐ Triskelo complet (châssis + selle) (T67K) ☐ Selle seule (T67KS)
- ☐ Essayage (E)
- ☐ Finition directe
- ☐ Finition après essayage (T67KSF)

Châssis

Taille	Distance entrejambe/sol	Limite de poids/âge
☐ Taille 1 (T67K1)	De 32 à 53 cm	20 kg - de 2 à 3 ans
☐ Taille 2 (T67K2)	De 42 à 63 cm	20 kg - de 4 à 5 ans

Couleur du châssis (bleu foncé par défaut, si la case n'est pas cochée)

- ☐ Bleu foncé (BJ) ☐ Parme (VI) ☐ Vert (V) ☐ Rose (RS)
- ☐ Bleu clair (BL) ☐ Rouge (R) ☐ Noir (N)

Options de châssis

- ☐ Canne de poussée (T6730-1)

Infos selle

Choix de selle

- ☐ Monobloc ☐ Dossier amovible/réglable en hauteur (T67KRD)

Couleur externe

- ☐ Rouge ☐ Jaune ☐ Bleu
- ☐ Transfert (à fournir) Réf. :
- ☐ Gamme JANTON Réf. :

Couleur interne (tissu Cottonflex)

- ☐ Bleu ☐ Noir ☐ Rose ☐ Vert
- ☐ Rouge

Sangle

- ☐ Abdominale ☐ Thoracique

Observations

Cadre réservé à JANTON

- N° d'appareil :
- Réf. JANTON production :
- Opérateur :

Les mesures indiquées seront strictement respectées. Nous nous réservons le droit de vous recontacter en cas de mesures incohérentes.